

BANDAGE KIT

| | | | |
|--------------|--------------------------|-------|---|
| 4UPI0412M201 | Adson Forceps W/O. Teeth | 12 cm | 1 |
| 4UTI0411M301 | Iridectomy Scissors | 11 cm | 1 |

**DERMATOLOGY KIT**

| | | | |
|--------------|----------------------------|-------|---|
| 4UPI0412M202 | Adson Forceps W. Teeth | 12 cm | 1 |
| 4UTI0411M301 | Iridectomy Scissors | 11 cm | 1 |
| 4UPA0915M401 | Crile-Murray Needle Holder | 15 cm | 1 |

**KIT A - PLASTIC SURGERY**


| | | | |
|--------------|----------------------------|-------|---|
| 4UPI0412M202 | Adson Forceps W. Teeth | 12 cm | 1 |
| 4UTI0411M301 | Iridectomy Scissors | 11 cm | 1 |
| 4UPA0915M401 | Crile-Murray Needle Holder | 15 cm | 1 |
| 4UPA0213512C | Halst-Mosquito Forceps Cv | 13 cm | 1 |

**KIT B - PLASTIC SURGERY**

| | | | |
|--------------|----------------------------|-------|---|
| 4UPI0412M202 | Adson Forceps W. Teeth | 12 cm | 1 |
| 4UTI0411M301 | Iridectomy Scissors | 11 cm | 1 |
| 4UPA0915M401 | Crile-Murray Needle Holder | 15 cm | 1 |
| 4UPA0213512C | Halst-Mosquito Forceps Cv | 13 cm | 1 |
| 4UTI0616M305 | Metzbaum Scissors Cv | 18 cm | 1 |
| 4UPI0615M204 | Debaquey Forceps | 15 cm | 1 |

**KIT C - PLASTIC SURGERY**

| | | | |
|--------------|----------------------------|-------|---|
| 4UPI0412M202 | Adson Forceps W. Teeth | 12 cm | 1 |
| 4UTI0411M301 | Iridectomy Scissors | 11 cm | 1 |
| 4UPA0915M401 | Crile-Murray Needle Holder | 15 cm | 1 |
| 4UPA0213512C | Halst-Mosquito Forceps Cv | 13 cm | 1 |
| 4UTI0616M305 | Metzbaum Scissors Cv | 18 cm | 1 |
| 4UPI0615M204 | Debaquey Forceps | 15 cm | 1 |
| 4USE0500M706 | Gillies Retractor | 15 cm | 2 |
| 4UPA0614M505 | Koscher Forc. St. W. Teeth | 14 cm | 2 |
| 4USE0215M606 | Farabeuf Retractor 3x3 cm | 15 cm | 2 |

**RHINO-SEPTOPLASTY KIT**

| | | | |
|--------------|--------------------------------|-------|---|
| 4UPI0615M204 | Debaquey Forceps | 15 cm | 1 |
| 4UPI0312M202 | Adson Forceps W. Teeth | 12 cm | 1 |
| 4UPA0915M401 | Crile-Murray Needle Holder | 15 cm | 1 |
| 4UTI0200M904 | Gorney Dorsal Scissors | | 1 |
| 4UTI0411M301 | Iridectomy Scissors | 11 cm | 1 |
| 4UTI0715M303 | Reynolds Scissors | 15 cm | 1 |
| 4USE0500M706 | Gillies Retractor | 15 cm | 2 |
| 4USE0600M702 | Senn-Muller Retractor | | 1 |
| 4UPA0213512C | Halst-Mosquito Forceps Cv | 13 cm | 2 |
| 4USE010M801 | Double Hook Retractor | | 1 |
| 4UEL0200M803 | Joseph Elevator | | 1 |
| 4EL0100M802 | Freer Elevator | | 1 |
| 4UOS0100M910 | Ristow Osteotome Right | | 1 |
| 4UOS0200M911 | Ristow Osteotome Left | | 1 |
| 4UEC0110M807 | Stille Osteotome | 10 cm | 1 |
| 4UOS0308M806 | SP Osteotome | 8 cm | 1 |
| 4URA0100M908 | Fomon Bone Rasp | | 1 |
| 4UMR0100905 | Partsch Mallet | | 1 |
| 4ULA0100M804 | Lardennois Malleable Retractor | | 1 |

**HAND SURGERY KIT**

| | | | |
|--------------|----------------------------|-------|---|
| 4UPI0615M204 | Debaquey Forceps | 15 cm | 1 |
| 4UPI0312M202 | Adson Forceps W. Teeth | 12 cm | 1 |
| 4UPA0915M401 | Crile-Murray Needle Holder | 15 cm | 1 |
| 4UTI0514M304 | Mayo-Stille Scissors Cv | 16 cm | 1 |
| 4UTI0715M303 | Reynolds Scissors | 15 cm | 1 |
| 4USE0500M706 | Gillies Retractor | 15 cm | 2 |
| 4USE0600M702 | Senn-Muller Retractor | | 1 |
| 4UPA0213512C | Halst-Mosquito Forceps Cv | 13 cm | 3 |



4URA0200908C
Miller Bone Rasp 15



4UOS0100M910
Ristow Osteotome Right 15



4UOS0200M911
Ristow Osteotome Left 15

| | | | |
|---------------------|----------------------------|----------------|----|
| 4UCA0402M012 | Klein Infiltration Cannula | 2 mm / 30 cm | 10 |
| 4UCA0403M013 | Liposuction Cannula | 3 mm / 30 cm | 10 |
| 4UCA0404M014 | Liposuction Cannula | 4 mm / 30 cm | 10 |
| 4UCA0405M015 | Liposuction Cannula | 5 mm / 30 cm | 10 |
| 4UMA0200M010 | Handle (Metal) | 10 | |
| 4UCA0200M017 | Klein Infiltration Cannula | 2 mm / 20 cm | 10 |
| 4UCA0100M018 | Fat Extraction Cannula | 3 mm / 15 cm | 10 |
| 4UCA0300M019 | Lipofilling Cannula | 1,5 mm / 10 cm | 10 |

Predaj – servis lekárskej techniky a príslušenstva. COMPIMed, s.r.o.
www.compimed.sk

4Umedical

STERILNÉ CHIRURGICKÉ NÁSTROJE NA JEDNO POUŽITIE

Veľké množstvo nástrojov používaných v chirurgii, pozostáva z rôznych typov mechanických západiek, kĺbov, pántov a uhlových častí, v ktorých sa zachytávajú reziduá tkaniva po každom operačnom zákroku. Na očistenie takto znečistených inštrumentov a nástrojov nie je jednoduché a vyžaduje časovo náročnú dôkladnú čistiacu procedúru.

Každý jeden nový nástroj na jedno použitie je sterilný a bez rizika v chirurgickej praxe.

Znovu použiteľné nástroje majú definovanú životnosť. Každým novým čistiacim a sterilizačným cyklom sú citlivé miesta ako spoje, kĺby vystavené mechanickému stresu, spoje sa uvoľňujú a nástroj stráca precíznosť. Toto poškodenie ďalej môže spôsobiť koróziu a úbytok materiálu v uvedených partiách nástroja, čo zase len zvyšuje nároky na čistenie a údržbu, nehovoriac o riziku prenesenia kontaminácie na pacienta pri operačnom zákroku

Jednorázové nástroje sú dobrou voľbou na riešenie horeuvedených problémov a hneď z pohľadu viacerých faktorov. Sú cenovo efektívnejšie nakoľko nieje potrebná nákladná sterilizácia a čistenie, je zabezpečená plná funkčnosť, nehrozí žiadne riziko zanesenia infekcie z nedokonalého očistenia, tým že je zabezpečená 100% sterilita balenia.





4UMA0103M101
Scalpel Handle N°3 25



4UMA0104M102
Scalpel Handle N°4 25



4UPI0412M201
Adson Forceps W/O. Teeth 12 cm 25




4UPI0312M202
Adson Forceps W. Teeth 12 cm 25




4UPI0211M203
Adson-Brown F. W/O. Teeth 11 cm 25



4UPI0615M204
Debakey Forceps 15 cm 15



4UPI0700M205
Bishop-Harman F. W. Teeth 11 cm 15



4UPI0800M206
Bishop-Harman F. W/O. Teeth 11 cm 15



4UPI0215M213
Adson Forceps fine serrated W/O. T. 15 cm 15



4UPA0514M503
Kelly Forceps St 14 cm 15



4UPA0414M504
Kelly Forceps Cv 14 cm 15



4UPA0614M505
Koscher Forceps St W. Teeth 14 cm 15



4UPA0814M506
Rochester-Pean Forceps 14 cm 15



4UPA0714M508
Pean Forceps 14 cm 15



4UPA0114M509
Backhaus Forceps 14 cm 15



4UPA0214511D
Halst-Mosquito Forceps St 14 cm 15



4UPA0313512D
Halst-Mosquito Forceps St 13 cm 15




4UPA0213512C
Halst-Mosquito Forceps Cv 13 cm 15



4UPI0500M901
Cartilage Forceps Aiach 10




4UPI0900M906
Friedman Gouge Forceps 5



4UPA0915M401
Crile-Murray Needle Holder 15 cm 15



4UPA1018M402
Mayo-Hegar Needle Holder 18 cm 15




4UPA1100M403
Stevens Needle Holder 15



4UPA1214M404
Castroviejo Needle Holder 14 cm 10



4UTI0411M301
Iridectomy Scissors 11 cm 15



4UTI0812M302
Bandage Scissors 12 cm 15



4UTI0715M303
Reynolds Scissors 15 cm 15



4UTI0514M304
Mayo-Stillie Scissors Cv 16 cm 15




4UTI0616M305
Metzemaum Scissors Cv 18 cm 15




4UTI0114M306
Castroviejo Scissors 14 cm 10



4UTI0310M307
Gradle Scissors 10 cm 15



4UTI0618M313
Metzemaum Scissors Sharp St 18 cm 15




4UTI0200M904
Gorney Dorsal Scissors 10



4USE0263M604
Farabeuf Retractor 3x6 cm 15 cm 10



4USE0700M605
Hand Slamia Retractor 10



4USE0215M606
Farabeuf Retractor 3x3 cm 15 cm 10



4USE0400M609
Freeman-Rake Retractor 5



4USE0300M610
Freeman Retractor 5



4USE0600M702
Senn-Muller Retractor 15 cm 15




4USE0500M706
Gillies Retractor 15 cm 15



4USE0100M801
Double Hook Retractor 15



4UEL0100M802
Freer Elevator 15



4UEL0200M803
Joseph Elevator 10




4ULA0100M804
Lardennois Malleable Retr. 15




4UOS0308M806
SP Osteotome 8 cm 10



4UEC0110M807
Stille Osteotome 10 cm 10



4UCO0100M903
J. Crusher Cartilage Compressor 5



4UMR0100M905
Parsch Mallet 5



4UES0100M907
Vienna Nasal Speculum 5



4URA0100M908
Fomon Bone Rasp 15